

Provtagningsanvisningar Patologi

Elektronmikroskopisk undersökning (EM-laboratoriet)

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ”. REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	PG Fixeringsvätska (Paraformaldehyd, Glutaraldehyd) i Millonigbuffert pH 7,4. För transportmedium (under max. 24 h) kan 4% buffrad Formaldehyd användas.
Utförande	Vid provtagning för elektronmikroskopisk undersökning är det viktigt att vävnaden kommer i fixeringslösning så fort som möjligt. Vävnadsbitens storlek bör inte överstiga 5 mm.
Övrigt	Vi tillhandahåller fixeringsvätska till prover som skickas till oss.
Kontakt	EM laboratoriet Tel 031-342 36 59
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja. Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras fixerade prov i kylskåp tills nästa transporttillfälle. Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till laboratoriepersonal vid provinlämning. Hur prov skall förpackas se ” Packa Provet Rätt ”, information från Folkhälsomyndigheten.