

Kontaktinformation (Svarsmottagare) E-mail:		Patientinformation: För- och efternamn: Personnummer: ☐ Kvinna ♀ ☐ Man ♂	
		Provtagningsdatum:	
		Prover skickas till: Klinisk kemi Bruna stråket 16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg Sverige	
Faktura adress (Om det ej är samma som svarsmottagare)	Anamnes, kliniska fynd, frågeställning, ange även övrig medicineri:		
Rem. Läkare:			
Heparinblod: OBS! Får ej centrifugeras! ☐ Erc- Porfobilinogen syntas Heparinblod ☐ P- Succinylaceton Heparinplasma. (OBS! EDTA plasma kan ej användas pga. att EDTA stör analysen) <i>Dessa två analyser kan utföras på ett och samma heparinrör, 2 mL heparinblod. OBS! Får ej centrifugeras! Skickas i rumstemperatur på provtagningsdagen.</i>			
Heparinplasma: Centrifugeras ☐ S, P- Nitisinon (NTBC) Heparinplasma ☐ S, P- Alfa ₁ -Fetoprotein Heparinplasma ☐ P- Aminosyror Heparinplasma <i>Dessa tre analyser kan utföras på ett och samma heparinrör, 2 mL plasma. NTBC och Alfa₁-Fetoprotein kan även utföras i serum.</i>			
Urin: ☐ U- Succinylaceton Urin (minsta volym 2 mL) ☐ U-5-Aminolevulinat (U-ALA) Urin (minsta volym 2 mL) ☐ U-Alfa1 -Mikroglobulin Urin (minsta volym 0,5 mL). U-Alfa1-Mikroglobulin analyseras från 210218 på SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus). Prover kan fortfarande skickas via SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Provsvar skickas från SÄS. <i>Dessa tre analyser kan utföras på ett och samma urinprovtagningsrör, 10 mL urin.</i>			